

## 捷大壓舌板 中文說明書

衛部醫器製壹字第 009888 號

壓降舌面以便檢視病患口腔深部，口咽結構，炎症，呼吸狀態異常，協助上呼吸道病症處理。

深入喉部可能引起強烈反射動作。

禁忌症：對矽膠有過敏史者不宜使用。

警告、注意事項、使用限制：須由專業醫療人員使用。  
不得重複使用以免發生交叉感染。

型號：J-TD

材質：塑膠握柄；彈簧鋼舌片，矽膠外皮。

尺寸：30X315mm

儲存運送條件：不可曝曬，淋雨，保持包裝完整，乾燥，不可污染。

效期：無限制。

使用前的準備：確定包裝未受損，醫材未收污染。

滅菌狀態：未滅菌，一次性使用。

醫療器材商：捷大有限公司

醫療器材商地址：台北市中山區德惠街 60 號

製造業者名稱：捷大有限公司

製造業者地址：新北市五股區五工路 119 號 2 樓